

ППТ 15 ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 3

ИСПЫТАНИЕ ТЕСТОВОГО ОБРАЗЦА НА БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЭНДОТОКСИНЫ

Испытание тестового образца на бактериальные эндотоксины проводят в соответствии с требованиями общей статьи Ph.Eur. «2.6.14. Bacterial endotoxins» геле-тромб методом: количественное испытание (метод В) / «Method В. Gel-clot method: quantitative test».

Предельное содержание эндотоксинов / Endotoxin limit: менее 0.5 IU/ml

Тестовый образец предоставлен в двух контейнерах. Испытание проводят, используя содержимое одного контейнера. Второй контейнер предоставлен в качестве вспомогательного, например, для измерения рН.

Результаты тестирования заносят в Форму РЗ-Р/ППТ15, которая доступна для скачивания на сайте ГП «Фармакопейный центр» www.sphu.org. Заполненную Форму направляют в адрес ГП «Фармакопейный центр», а также по электронному адресу: ppt.phukr@gmail.com.